

# TURQAS

## TURQAS PORTAL KULLANIM KILAVUZU

[www.turqas.com](http://www.turqas.com)  
[info@turqas.com](mailto:info@turqas.com)

V.01  
20.05.2023

## İçindekiler

1. Kurum Kayıt Başvurusu.....	3
2. Kurum Olarak Oturum Açma.....	3
3. Kurum Paneli ve İşlemleri .....	3
3.1. Sonuç Giriş Durumları .....	3
3.2. Numune Durumu .....	4
3.3. Kullanıcı Bilgilendirme .....	4
3.4. Laboratuvar Paneli.....	4
3.4.1. Cihaz/Konum Bilgisi .....	5
3.4.2. Test/Yöntem Tanımı.....	5
3.4.3. Sonuç Girişi .....	6
3.4.4. Aylık Sonuç Raporu .....	8
3.4.5. Üyelik/Katılım Formu.....	8
3.5. Destek Sistemi .....	8
3.6. Şifre Değişirme .....	9

## 1. Kurum Kayıt Başvurusu

Sistem içerisinde veri girişi yapabilmek için öncelikle kurum kaydı oluşturmalısınız. Kurum kaydınızı oluşturmak için [www.turqas.com/kalite-dokumanlari/](http://www.turqas.com/kalite-dokumanlari/) adresinde bulunan “2023 Yılı Kayıt Formu” dosyasındaki gerekli alanları doldurup firmamıza ıslak imzalı olarak göndermelisiniz.

Kaydınız tamamlandıktan sonra kurum sorumlusuna kullanıcı adı ve şifre mail olarak gönderilecektir.

## 2. Kurum Olarak Oturum Açma

Kurum olarak oturum açmak için <https://app.turqas.com> adresindeki giriş ekranında kurum bilgilerinizi girerek oturum açabilirsiniz.

# TURQAS

External Quality Assurance Services

TURQAS Dış Kalite Kontrol Programı; laboratuvarlar arası sonuç karşılaştırmalarının yapılıp tarafsız bir şekilde raporlandığı yeni nesil bir programdır.

Hiç bir dernek yada kuruluşa bağlı olmadan hizmet vermektedir.

7/24 Destek ekibimiz ile işlemlerinizi hızlı bir şekilde çözümler.

Yeni Üyelik için lütfen linke tıklayın. [2023 Yılı Kayıt Formu](#)

Online katalog için lütfen linke tıklayın. [2023 Online Katalog](#)

Oturumu baslatmak icin lutfen giris yapin  
+903225020095

## 3. Kurum Paneli ve İşlemleri

Oturum açtıktan sonra “Anasayfa” ekranı sizi karşılar. Bu sayfada “Bilgilendirme” bölümünde bu ay çalışacağınız numuneler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. “Sonuç Girişi” linklerine tıkladığınızda sizi ilgili numune için sonuç girişi sayfasına yönlendirir.

Period	Tarih	Sonuç Giriş Başlama	Sonuç Giriş Bitiş	
2023-Serum Protein Programı - (Örnek-4 (Nisan))	16.01.2023	18.04.2023	30.04.2023	<a href="#">Sonuç Girişi</a>
2023-Klinik Kimya Programı - (Örnek-4 (Nisan))	16.01.2023	18.04.2023	30.04.2023	<a href="#">Sonuç Girişi</a>
2023-Koagülasyon Programı - (Örnek-4 (Nisan))	16.01.2023	18.04.2023	30.04.2023	<a href="#">Sonuç Girişi</a>
2023-Kardiyak Marker Programı - (Örnek-4 (Nisan))	17.04.2023	18.04.2023	30.04.2023	<a href="#">Sonuç Girişi</a>

“Uyarılar ve Önlemler” bölümünde sonuç girişlerinizi yaparken dikkat etmeniz gereken hususlara ulaşabilirsiniz.

### 3.1. Sonuç Giriş Durumları

Anasayfa ekranında “Sonuç Giriş Durumları” bölümünde kayıt olduğunuz programlar için yıl bazındaki giriş durumlarınızı kontrol edebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz kategoriye tıkladığınızda giriş durumlarınızın tamamlanma durumlarını yüzdeler halinde görebilirsiniz.

## SONUÇ GİRİŞ DURUMLARI

Antibiogram Sonuç Durumu 80 / 80	Bacteria Sonuç Durumu 2 / 2	Rutin Sonuç Durumu 1289 / 1500
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

### 3.2. Numune Durumu

Anasayfa ekranında “Numune Durumu” bölümünde kayıt olduğunuz programlar için bu ay çalışacağınız numunelerin gönderilme durumlarını görebilirsiniz. Tarafınıza ulaşan numuneler için “Numune Teslimatını Tamamla” butonuna tıklayarak teslimat işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Tüm numunelerinize ait işlemler gerçekleştirmek için; Laboratuvar Paneli / Numune İşlemleri sayfasını kullanabilirsiniz.




### 3.3. Kullanıcı Bilgilendirme

Sistem tarafından yapılan bilgilendirmeleri “Bildirimler” bölümünden takip edebilirsiniz.



### 3.4. Laboratuvar Paneli

Sol menüde yer alan “Laboratuvar Paneli” sekmesinin alt menülerindeki linkler yardımı ile Laboratuvarınıza ait işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.



### 3.4.1. Cihaz/Konum Bilgisi

Kayıt olduğunuz programlarınıza Cihaz/Konum Bilgisi eklemek için; karşınıza çıkan ekranda kategori seçimi yapıp Cihaz/Konum Bilgisi alanını doldurup “Kaydet” butonuna tıklayarak kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

**NOT:** Kayıtlı olduğunuz tüm kategoriler için Cihaz/Konum Bilgisi kayıtlarınızı yapmanız gerekmektedir.

Program Adı

Cihaz/Konum Bilgisi

2023-Koagülasyon Programı | 12 Dağıtım

SYSMEX

Kaydet

### 3.4.2. Test/Yöntem Tanımı

Programlarınızın Test/Yöntem Tanımını yapmak için; ekranda kategori seçimini, program seçimini ve kategoriye ait kaydetmiş olduğunuz cihaz seçimini yaptıktan sonra aşağıda mevcut seçimler için testler listelenir.

Koagülasyon

2023-Koagülasyon Programı

SYSMEX

ID	Test Adı	Cihaz Markası	Cihaz Modeli	Method Adı	Test Markası	Birim	
26800	aPTT	Sysmex	CS Serisi	Actin (Siemens / Dade Behring)	Siemens	s	<a href="#">✎</a>
26801	Fibrinojen	Sysmex	CS Serisi	Trombin (Siemens / Dade Behring)	Siemens	mg/dL	<a href="#">✎</a>
26802	D-Dimer	Sysmex	CS Serisi	Siemens/Dade Stratus CS	Siemens	µg FEU/mL	<a href="#">✎</a>
26803	INR	Sysmex	CS Serisi	Thromborel S (Siemens / Dade Behring)	Siemens	INR	<a href="#">✎</a>

Listelenen testlerin karşılarında bulunan düzenleme butonuna tıklayarak karşınıza çıkan ekranda Cihaz Marka/Model, Test Marka/Metot, Birim seçimlerini yapıp kaydederek “Test/Yöntem Tanımı” işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

**NOT:** Test/Yöntem Tanımlarınızı kayıtlı olduğunuz tüm kategoriler ve testler için yapmanız gerekmektedir.

## Test,Yöntem Tanımı

Test Adı: INR | Ana Birim: INR

Cihaz Markası	Method Adı	
<input type="text"/>	Thromborel S (Siemens / Dade Behring)	
Cihaz Modeli	Birim	Çevirme Faktörü
CS Serisi	INR	1
Test Markası	<b>Bu marka ve modele ait cihazın tüm test tanımlarını kopyalayabilirsiniz.</b>	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Kopyala"/>	

**Önemli!**  
Lütfen laboratuvarınızda kullandığınız cihazın markasını,modelini ve test methodunu işaretleyerek kaydet butonuna basınız. Kullandığınız kit markası farklı ise lütfen belirtiniz.

Çıkış

Temizle

Kaydet

### 3.4.3. Sonuç Girişi

Çalışmış olduğunuz numunelerin aylık sonuç girişlerini yapmak için “Sonuç Girişi” ekranında kategori, program, cihaz ve periyod (çalışma yaptığınız dönem) seçimlerini yapınız.

Laboratuvar Sonuç Girişi	Son Kabul:	Durum	Sonuç Gönderim:
Laboratuvar Paneli / Laboratuvar Sonuç Girişi			
<input type="text" value="Kategori Seçiniz"/>	<input type="text" value="Programı Seçiniz"/>	<input type="text" value="Cihaz Seçiniz"/>	<input type="text" value="Period Seçiniz"/>

Seçimlerinizi yaptığınızda “Son Kabul, Durum ve Sonuç Gönderim” alanları dolacaktır. “Son Kabul” alanı program dönemi için sonuç girişi yapabileceğiniz son günü belirtir. “Durum” alanı son kabul tarihini geçmemiş dönemler için “Aktif” , son kabul tarihini geçmiş dönemler için “Pasif” olacaktır. “Sonuç Gönderim” alanı sonuçlarınızı gönderdiğiniz tarihi göstermektedir.

Nicel sonuç girişleriniz için; seçimlerinizden sonra aşağıda listelenen testlerin karşısındaki butonlara tıklayınız.

Arama ... Dil 3 1 Çıkış

Laboratuvar Sonuç Girişi

Laboratuvar Paneli / Laboratuvar Sonuç Girişi

2023-Antibiyogram Programı

Son Kabul: 10.03.2023 Durum **Aktif** Sonuç Gönderim:

Antibiyogram 2023-Antibiyogram Progr Laboratuvar Örnek-2 (Şubat)

Test Adı	Test Markası	Cihaz Markası	Method Adı	Örnek-1	Örnek-2
Amikasin	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		
Amoksisilin/Klavulanik asit	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		
Ampisilin	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		
Ampisilin sulbaktam	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		
Ertapenem	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		
Gentamisin	EUCAST'a göre	Manuel	Disk Difüzyon		

Butonlara tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda Örnek-1 ve Örnek-2 sonuç seçimlerinizi yaparak "Kaydet" butonuna tıklayarak sonuç giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

**NOT:** Testler arasında yukarıda bulunan oklar(<>) yardımıyla ilerleyebilirsiniz.

< Amoksisilin/Klavulanik asit >

Örnek-1 Örnek-2

Önemli!

Lütfen sonuç girerken şişe üzerinde ki örnek numaraları ve giriş yaptığınız örnek numarasının aynı olduğunu kontrol ediniz.

Çıkış Kaydet

Nitel sonuç girişleriniz için; seçimlerinizden sonra aşağıda listelenen testlerin sonuç alanlarına sonuçlarınızı girerek "Kaydet ve Gönder" butonuna tıklayarak sonuç giriş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

**NOT:** "PDF Olarak Kaydet" butonuna tıklayarak girmiş olduğunuz sonuçlarınızın PDF dokümanını alabilirsiniz.

Laboratuvar Sonuç Girişi

Laboratuvar Paneli / Laboratuvar Sonuç Girişi

2023-Koagülasyon Programı

Son Kabul: 31.03.2023 Durum **Aktif** Sonuç Gönderim:

Koagülasyon 2023-Koagülasyon Programı ALS- SC4 Ömek-3 (Mart)

Test Adı	Sonuç	Birim	Method Adı
INR		INR	PT INR (ALARIS)   Alaris ALS SC4 PLUS

Kaydet ve Gönder PDF Olarak Kaydet

### 3.4.4. Aylık Sonuç Raporu

Çalıştığınız numuneler için aylık sonuç raporlarınız yayınlandıktan sonra (çalışma dönemini takip eden her ayın 10. Günü yayınlanır) "Aylık Sonuç Raporu" sayfasından kategori, program, cihaz ve periyod(çalışma dönemi) seçimlerinizi yaptıktan sonra "Rapor Al" butonuna tıklayarak Nihai Raporlarınızı indirebilirsiniz.

#### Raporlama

Laboratuvar Paneli / Aylık Sonuç Raporu

Kategori Seçiniz Programı Seçiniz Cihaz Seçini: Periyod Seçin Rapor Al

### 3.4.5. Üyelik/Katılım Formu

Programlarımıza kayıt işlemlerinizi gerçekleştikten sonra "Üyelik/Kayıt Formu" sayfasından Üyelik Döneminizi seçerek üyelik sertifikanızı PDF olarak oluşturabilirsiniz.

**NOT:** Katılım Sertifikalarınızı yılsonunda kayıtlı olduğunuz tüm programlar için sonuç girişlerinizi tamamladıktan sonra alabilirsiniz.

Üyelik Dönemi Seçin Üyelik Sertifikası Oluştur Katılım Sertifikası Oluştur


### 3.5. Destek Sistemi


Yaşamış olduğunuz herhangi bir sıkıntıda "Yeni Destek Talebi" butonuna tıklayarak destek tipini seçip, konu ve içerik bilgilerini girdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayarak talep açabilirsiniz.



**Yeni Destek Talebi**

KLASÖR

 Gelen Kutusu **0**

 Giden Kutusu

### Destek Sistemi

Seçiniz...

Konu


İçerik


**Gönder**

Daha önce oluşturduğunuz destek taleplerinizi (Giden Kutusunda) ve talebinize yönelik yapılmış olan geri dönütleri(Gelen Kutusunda) görebilirsiniz.

**Yeni Destek Talebi**

KLASÖR

 Gelen Kutusu **0**

 Giden Kutusu

### Gelen Kutusu

Gönderen	Konu	İçerik	Tarih
----------	------	--------	-------

### 3.6. Şifre Değiştirme

TURQAS Portal giriş şifrenizi değiştirmek için sol menüde yer alan isminizin bulunduğu bölüme tıklayınız ve karşınıza çıkan "Şifre Değiştir" linkine tıklayınız. Sizi "Şifre Değiştir" sayfasına yönlendirecektir.

Mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girdikten sonra "Güncelle" butonuna tıklayarak şifre değiştirme işlemi tamamlamış olursunuz.

### Şifre Değiştir

**Mevcut Şifre**

**Yeni Şifre**

**Yeni Şifre (Tekrar)**

**Güncelle**